


Logiciel ELI™ Link

Connexion de données ECG à votre système d'information hospitalier



Passerelle de communication : connexion de données ECG au système d'information hospitalier (SIH)




Le logiciel ELI Link est un service Microsoft® Windows® qui joue le rôle de passerelle de communication entre les données ECG Welch Allyn et votre système d'information hospitalier (SIH). Le logiciel ELI Link permet de procéder à l'échange des données de l'ensemble de la gamme d'électrocardiographes de repos ELI de Welch Allyn et d'électrocardiographes pour PC Rscribe™.

Prise en charge de tous les modes de communication



Tous les modes de communication des ECG sont pris en charge par le logiciel ELI Link, y compris les réseaux LAN, WLAN et GPRS*. Le logiciel ELI Link permet d'exporter des messages au format PDF, XML ou DICOM®. En outre, il peut fonctionner via un moteur d'interface HL7® afin d'échanger des messages au format HL7.

*Le réseau GPRS est disponible sur l'électrocardiographe de repos ELI™ 150c uniquement.



Exigences techniques*

Systèmes d'exploitation pris en charge	Server 2012 R2 (64 bits) Windows 10 (64 bits)
Base de données	Microsoft SQL Server 2012 Express (fourni avec le logiciel ELI Link)
Réseau	NET Framework 3.5
Mémoire	8 Go**
Espace disque	50 Go**

*Selon le type déploiement du logiciel ELI Link au sein de votre établissement, des frais peuvent s'appliquer pour le service et la gestion des projets. Veuillez contacter votre représentant Welch Allyn pour plus d'informations.

**En cas d'utilisation de messages ADT, de la mémoire et de l'espace disque supplémentaires peuvent être requis. Si vous souhaitez utiliser des messages ADT, veuillez contacter votre représentant Welch Allyn.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Welch Allyn ou rendez-vous à l'adresse suivante : emeai.welchallyn.fr



Excellence clinique. Gamme connectée. Innovation continue.
La technologie Mortara au service des produits de cardiologie Welch Allyn.

Hillrom France
100 avenue de Suffren
75015 Paris, France
Tél. : +33 1 57 32 49 94
france@hillrom.com

WWW.WELCHALLYN.FR



WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2019 WELCH ALLYN, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOC. N° : SM4198-FR-EU RO MC15795, 2019-07

Les électrocardiographes ELI et Rscribe sont destinés à être utilisés par un personnel médical qualifié pour l'acquisition, l'analyse, l'affichage et l'impression d'électrocardiogrammes. Les interprétations d'ECG proposées par les appareils ne sont significatives que lorsqu'elles sont analysées par un médecin et qu'elles sont utilisées en prenant en compte toutes les données patient pertinentes. Ils sont destinés à être utilisés sur des patients adultes et pédiatriques. Dispositifs médicaux (93/42/CEE) : Classe IIa. Organisme notifié : LNE/G-MED (CE0459) Fabricant : Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin, États-Unis. Rep. CE : Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimarosa 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italie. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite réglementation, portent un marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite sur la vente de ses produits.