

DIAGNOSTIC CARDIOLOGIQUE

ECGpro Analyse Holter

Un environnement d'analyse des Holters pour relire le rythme, examiner les événements et préparer un compte rendu structuré. Les éditions EP8-A, EP8-S et EP8-H répondent à des niveaux d'analyse distincts.



Une relecture organisée

Vues du tracé continu, tendances et battements pour examiner les événements.

Des éditions explicites

L'analyse ST, QT, HRV et l'analyse spectrale sont distinguées par édition.

Le rapport dans le dossier

Le compte rendu reste lié au patient dans l'environnement ECGpro.

Caractéristiques, fonctions et options

Caractéristique / fonction	Description / option
Enregistreurs	Holters EP830 et EP820
Éditions	EP8-A Net, EP8-S Net, EP8-H Net
Rythme	Analyse configurable des paramètres ECG
Arythmies atriales	Détection et relecture des événements
Stimulateur	Analyse dans les trois éditions

Caractéristique / fonction	Description / option
Analyse avancée	Distinction des stimulations atriales/ventriculaires, QT, HRV et ischémie : EP8-S et EP8-H
Analyse ST	EP8-S et EP8-H
Analyse spectrale	EP8-S
Rapports	Comptes rendus modifiables et configurables
Gestion patient	Intégration à la base ECGpro